

Thromboendartériectomie : TEA



Artère pulmonaire

Obstruction mécanique par un caillot fibrineux



Élimination du caillot par la TEA



► Pour qui ?¹

- Patients atteints d'HTP-TEC déclarés opérables par l'équipe chirurgicale du centre de référence. Pour cela, il faut que le matériel obstruant les artères pulmonaires soit localisé au niveau des gros vaisseaux et que le patient ne présente pas de contre-indication à la chirurgie.

► Pourquoi avoir recours à l'opération ?^{1,2}

- Pour **retirer les caillots fibrineux** qui obstruent les vaisseaux pulmonaires,
- Afin de **rétablir la circulation sanguine** dans les poumons et de restaurer, dans la majorité des cas, une respiration normale.

► Quelles sont les étapes ?

1. ÉVALUATION → 2. OPÉRATION → 3. RÉÉVALUATION

Centre de référence :
hôpital Bicêtre

Service de chirurgie
thoracique et de
transplantation
de l'hôpital Marie
Lannelongue

Centre de référence :
hôpital Bicêtre

FR-ADE-00043 Février 2019

1. Galiè N *et al.* ESC ERS guidelines 2015. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *European Heart Journal* 2016;37:67-119.

2. Boulate D *et al.* Hypertension pulmonaire post-embolique et endartériectomie des artères pulmonaires. *EMC* 2016;11:1-13

NOTES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.